




**MARESKIT™**



# COVID-19 Antigen Rapid Test Kit

**NASAL MEDICAL**


NPW0101

# ÚS PREVIST

El test ràpid d'antígens consisteix en una prova ràpida de diagnòstic *in vitro* per a la detecció qualitativa d'un antigen (Ag) de la nucleocàpsida del virus SARS-CoV-2 en mostres obtingudes mitjançant un hisop nasal.

Aquesta prova està destinada a persones que compleixen els criteris clínics i / o epidemiològics de la COVID-19.

Es pot utilitzar en qualsevol entorn, tant al laboratori com fora de laboratori, sempre que compleixi els requisits especificats en les Instruccions d'ús i la normativa vigent.



**MARESKIT™**

NPW0101



# COMPARATIVA MÈTODES DIAGNÒSTIC COVID-19

	<b>Test ràpid d'antígens</b>	<b>PCR</b>	<b>Anticossos (IgG/IgM)</b>
<b>Detecció</b>	Proteïnes del SARS-COV/2	Fragments de molècules de RNA del SARS-COV/2	Anticossos contra SARS-COV/2
<b>Resultat</b>	5-15 min	24 a 48 hores	15 min
<b>Sensibilitat</b>	Alta	Molt alta	Baixa
<b>Especificitat</b>	Molt alta (100%)	Molt alta	Mitjana
<b>Aparells especials</b>	No	Sí	No
<b>Origen de la Mostra</b>	Nasal, Nasofaríngia, Orofaríngia	Nasal, Nasofaríngia, Orofaríngia	Serològica (sang)

# AVANTATGES

## COVID-19 ANTIGEN RAPID TEST KIT NASAL MEDICAL

**Presa de mostra**

**Resultat**

**Tub lisi predosificat**

(no cal afegir el tampó)

**Gradeta per mostres**

**Hisop es trenca i es manté dins el**

**tub** (augment del temps d'extracció de mostra i reducció de residus)

**Sensibilitat i especificitat >95%**

**MARESKIT<sup>TM</sup>**

Nasal

<15min



Validació:

**MARESKIT<sup>TM</sup>**

NPW0101

**IrsiCaixa**


Institut de Recerca de la Sida

**NP**

# CONTINGUT DEL KIT

## COMPONENTS:

- **25x Hisop nasal estèril**
- **25x Tub de lisi de mostra**
- **25x Cassets de prova**
- **1x Gradeta**
- **1x Manual del producte**





**MARESKIT™**


NPW0101





# INSTRUCCIONS D'ÚS


**1** 


**2** 

**3** 

**4** 

**5** 

**6** 

**7** 

NP0101

# CONSIDERACIONS D'ÚS



- Ús exclusiu diagnòstic *in vitro*
- No usar si està danyat o s'ha superat la data de caducitat
- Producte d'un sol ús, no reutilitzar cap component del kit
- Producte d'ús mèdic. El sanitari ha d'interpretar el resultat de la prova juntament amb les troballes clíniques i altres resultats de laboratori.
- Evitar el contacte de la solució de lisi amb mucoses
- Llegir la informació del manual de producte abans de realitzar la prova
- No tocar la zona de reacció del paper reactiu
- Eliminació de residus: Les mostres i el material usat tenen risc d'infecció i han de ser rebutjades d'acord amb les regulacions vigents

**MARESKIT**™

NPW0101



# CONTACTE



**PÀGINA WEB:**

[www.mareskit.cat](http://www.mareskit.cat)

**CORREU ELECTRÒNIC:**

[comercial@mareskit.cat](mailto:comercial@mareskit.cat)

**MARESKIT™**


NPW0101







**MARESKIT™**



# COVID-19 Antigen Rapid Test Kit

**NASAL MEDICAL**

En col·laboració amb

**IrsiCaixa**  
Institut de Recerca de la Sida