



COVID-19 Antigen Rapid Test Kit

NASAL MEDICAL

MARESKIT™

Informació general



Per **DIAGNÒSTIC COVID-19**: Detecció qualitativa de l'antigen SARS-CoV-2 emprant hisop per mostres nasals humanes. Destinat a ser usat per **personal sanitari** per confirmar la sospita d'infecció.




EFICIENT I CÒMODE

Resultats en 15 minuts.
Fàcil ús, sense necessitat d'aparells. L'hisop amb la mostra queda dins el tub per reduir el risc de contaminació.
Poc invasiu.



PROCEDIMENT DE LA PROVA



Instruccions completes a www.mareskit.cat



Especificacions

Tipus de mostra: Nasal

Temps de prova: 15 minuts

Resultat Mareskit™ Antigen Rapid Test vs. PCR:

- Especificitat: 100%
- Sensibilitat: >95%

Emmagatzematge: 4°C-30°C

Format: 25 u/caixa



INFORMACIÓ COMANDES

www.mareskit.cat
comercial@mareskit.cat

REF: NKDCMNS25

©Mareskit. All Rights Reserved.

NESAPOR EUROPA, S.L.

NP0102

